

## 1603720 - Solo Convenience Kit - 10 pcs



### Déscription

L'Aerogen® Solo est un système d'administration **d'Aerogen** de médicaments en aérosol haute performance et mains libres qui offre des soins optimaux aux patients.

L'Aerogen® Solo fonctionne avec les patients ventilés et non ventilés lorsqu'il est associé à l'Aerogen Ultra.

Ne chauffe pas et ne dégrade pas les médicaments. Convient aux solutions, aux suspensions, aux protéines et aux peptides.

Utilisation pour un seul patient jusqu'à 28 jours par intermittence ou 7 jours en continu.

Alimenté par le contrôleur Aerogen Pro-X pour une utilisation continue ou par le contrôleur Aerogen USB pour une utilisation intermittente.

Kit de nébulisation pour adultes pour Aerogen® Solo conçu pour une utilisation aux Etats-Unis. Le kit comprend:

- Nébuliseurs
- Bouchons en T
- Kit de commodité pour nébuliseur pédiatrique pour Aerogen® Solo conçu pour être utilisé aux États-Unis. Contenu du kit
- Nébuliseurs
- Bouchons en T

## Spécifications

<b>Marque</b>	aerogen
<b>sku</b>	1603720
<b>Groupe cible</b>	Adultes
<b>Réglementation Européenne</b>	MDD - 93/42/EEC - Classe IIa
<b>Type d'emballage</b>	Boîte