

## 1106936 - Table d'examen iDuolys – hauteur variable électrique – avec étriers escamotables – 1 pc



### Déscription

La **table d'examen électrique 3 parties Duolys** est une **solution de haute qualité pour les professionnels de la santé** à la recherche d'une **table d'examen polyvalente, ergonomique et fiable**. Grâce à la **réglage électrique en hauteur de 56 à 96 cm** et aux **repose-talons intégrés**, cette table est parfaitement adaptée à divers examens médicaux, y compris les applications gynécologiques.

La **table d'examen Duolys** offre **cinq positions confortables** : position haute, position couchée, position gynécologique, Trendelenburg et anti-Trendelenburg. Le **dossier est facilement réglable grâce à un double vérin à gaz**, et le **revêtement est ignifuge et étanche**, garantissant un environnement de travail hygiénique et sûr.

Cette **table de traitement électrique** est compatible avec un **lève-patient**, permettant ainsi d'assister en toute sécurité et confort les patients à mobilité réduite.

? **Garantie : 5 ans (hors revêtement)** – une preuve de qualité professionnelle et de durabilité.

## Spécifications

<b>Marque</b>	Promotal
<b>Dimensions du produit</b>	L 73 cm, L 200.5 cm
<b>Roues incluses</b>	Oui
<b>Hauteur réglable</b>	Oui
<b>Hauteur</b>	56-96 cm
<b>Porte-rouleau de papier inclus</b>	Oui
<b>Normes</b>	ISO 13485:2016
<b>Composition</b>	Cadre en métal avec revêtement en poudre époxy
<b>Capacité de levage</b>	200 kg
<b>sku</b>	1106936
<b>Nombre de parties</b>	3-parties
<b>Réglage de la hauteur</b>	Electrique
<b>Réglementation Européenne</b>	MDR - 2017/745/EU - Classe I
<b>Type d'emballage</b>	Pièce