

1106936 - Table d'examen iDuolys – hauteur variable électrique – avec étrières escamotables – 1 pc



Déscription

La **table d'examen électrique 3 parties Duolys** est une **solution de haute qualité pour les professionnels de la santé** à la recherche d'une **table d'examen polyvalente, ergonomique et fiable**. Grâce à la **réglage électrique en hauteur de 56 à 96 cm** et aux **repose-talons intégrés**, cette table est parfaitement adaptée à divers examens médicaux, y compris les applications gynécologiques.

La **table d'examen Duolys** offre **cinq positions confortables** : position haute, position couchée, position gynécologique, Trendelenburg et anti-Trendelenburg. Le **dossier est facilement réglable grâce à un double vérin à gaz**, et le **revêtement est ignifuge et étanche**, garantissant un environnement de travail hygiénique et sûr.

Cette **table de traitement électrique** est compatible avec un **lève-patient**, permettant ainsi d'assister en toute sécurité et confort les patients à mobilité réduite.

? **Garantie : 5 ans (hors revêtement)** – une preuve de qualité professionnelle et de durabilité.

Spécifications

Marque	Promotal
Dimensions du produit	L 73 cm, L 200.5 cm
Hauteur	56-96 cm
Roues incluses	Oui
Hauteur réglable	Oui
Porte-rouleau de papier inclus	Oui
Composition	Cadre en métal avec revêtement en poudre époxy
Normes	ISO 13485:2016
Capacité de levage	200 kg
sku	1106936
Nombre de parties	3-parties
Réglage de la hauteur	Electrique
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe I
Type d'emballage	Pièce