

1559420 - Discofix robinet 3 voies - bleu - stérile - 1 x 50 pcs



Déscription

B.Braun valve 3 voies pour la thérapie et le contrôle des perfusions. Convient à tous les systèmes de perfusion à pression courante avec des canaux continus pour un contrôle précis de la pression.

Avantages

- Convient à tous les systèmes de perfusion à pression courante
- Canaux d'écoulement rectilignes continus pour un contrôle précis de la pression
- Verrouillage par rotation mobile axialement et radialement pour une connexion sûre et rapide.
- Stérile

Spécifications

Marque	Braun
Sans latex	Oui
sku	1559420
Stérile	Oui
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe IIa
Type d'emballage	Boîte