

## 1516671 - Table d'examen gynécologique Elansa - hauteur variable électrique -appui-jambes Goepfel - 1 pc



### Déscription

Table d'examen gynécologique Elansa électrique avec appui-jambes Goepfel et moteur électrique. Peut être réglé sur 3 positions pour l'examen général, la gynécologie et une position d'urgence. Fournit un confort complet à l'utilisateur et au soignant grâce à un dossier réglable, une fixation bilatérale pour le colposcope, une commande au pied et un mouvement combiné de hauteur et de dossier. Le fauteuil est réglable en hauteur de 46 cm à 106 cm, avec une 11ème position d'urgence. Avec une couverture anatomique sans couture, une structure en acier avec revêtement ABS, un porte-rouleau de papier intégré, un coussin étanche, un tiroir ABS coulissant et amovible sur rails et des roulettes avec freins.

## Spécifications

<b>Marque</b>	Promotal
<b>Dimensions du produit</b>	L 60 cm, L 125.7 cm
<b>Hauteur</b>	46-106 cm
<b>Roues incluses</b>	Non
<b>Hauteur réglable</b>	Oui
<b>Porte-rouleau de papier inclus</b>	Oui
<b>Composition</b>	Socle : structure en acier
<b>Normes</b>	ISO 13485
<b>sku</b>	1516671
<b>Nombre de parties</b>	2-parties
<b>Poids maximal de l'adulte</b>	170 kg
<b>Réglage de la hauteur</b>	Electrique
<b>Réglementation Européenne</b>	MDR - 2017/745/EU - Classe I
<b>Type d'emballage</b>	Pièce