

1549817 - Linido chaise de douche/chaise de toilette mobile à l'avant ouvert - hauteur d'assise 610 mm - 1 pc



Déscription

La chaise de douche/toilette autoportante avec siège souple de Linido est une aide qui permet à l'utilisateur de s'asseoir confortablement et en toute sécurité lorsqu'il prend sa douche ou se lave au lavabo. Le fauteuil est livré avec des rails de guidage et peut être utilisé seul, avec un bassin ou un seau disponible en accessoire. Le fauteuil peut également être déplacé au-dessus des toilettes.

La chaise offre un support stable aux utilisateurs moins actifs ayant des jambes faibles, une faible endurance et/ou un mauvais équilibre. Les utilisateurs moins actifs qui sont restés assis sur le fauteuil pendant une longue période ont besoin de plus de soutien et d'assistance lors de la transition de la position assise à la position debout.

Conçu pour offrir un soutien confortable et ergonomique, le dossier est constitué d'un revêtement HT résistant : polyester tissé avec revêtement plastique, tendu et solidement fixé au cadre, qui s'adapte à la température du corps pendant l'utilisation.

En outre, il est doté d'accoudoirs pratiques qui, de par leur conception, peuvent résister à des charges considérables, notamment aux forces latérales exercées lors des transferts latéraux. Les accoudoirs offrent un support confortable pour les avant-bras en position assise et ont une longueur suffisante pour fournir un support continu en position debout et assise. Les accoudoirs peuvent être rabattus individuellement pour faciliter, par exemple, les transferts latéraux. La conception des accoudoirs évite également de coincer les vêtements, les doigts, la peau ou les cheveux.

En outre, la chaise est équipée de deux roulettes pivotantes en plastique de 125 mm de diamètre et de deux roulettes de 24 pouces, qui sont munies d'un arceau et d'un frein. Par conséquent, le fauteuil peut être facilement déplacé et manœuvré, tourné et ajusté dans différentes positions. Les roulettes sont extrêmement robustes et sont utilisées depuis longtemps dans les environnements humides tels que les salles de bains. Le double frein sur chaque roulette permet au fauteuil de maintenir une position stable et fixe pendant les soins et les déplacements.

Toutes les versions du fauteuil autonome sont équipées de repose-pieds réglables en hauteur qui offrent un soutien optimal à tous les utilisateurs. Une barre de liaison assure un réglage en hauteur toujours symétrique, de sorte que les deux pieds sont à la même hauteur. Les repose-pieds peuvent être repliés sous le siège afin de ne pas gêner l'utilisateur lorsqu'il

s'assied ou se lève du fauteuil.

Spécifications

Marque	Linido
SKU leverancier	LI2138.0214-02
Composition	Métal revêtu
Roues	Oui
Hauteur réglable	Non
sku	1549817
Catégorie toilette ou douche	Accessoire de douche fauteuil roulant
Nombre de freins	4 freins
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe I
Type d'emballage	Pièce