

1543935 - Renol coussin confort - h 9 cm x l 50 cm x l 38 cm - 1 pc



Déscription

Caractérisé par sa faible inclinaison, le coussin Confort peut être associé à l'usage du relève buste et donc utilisé en position semi-assise. Positionné en dessous des cuisses, il évite alors au patient de glisser vers le pied du lit. En même temps, il permet de bien caler l'abdomen contre le relève buste, mieux répartir les points d'appui et alléger les pressions exercées par le buste. Utilisé en décubitus dorsal, le coussin Confort sera placé sous les genoux ; rehaussant ainsi légèrement les cuisses, il soulagera la pression exercée sur les jambes. A usages multiples, on peut s'en servir pour positionner et soutenir d'autres parties du corps. Nettoyage en surface.

Spécifications

Marque	Renol
Dimensions du produit	L 50 cm, H 9 cm, L 38 cm
SKU leverancier	RCM14000
Normes	EN ISO 13485:2016; 14971:2012; 10993:2019; 10993-5:2009; 1041:2008; 15223-1:2016; 62366:2008
Composition	PU
sku	1543935
Couleur housse	Bleu
Lavable	n/a
Marque du matériel de positionnement	Renol
Matériel	PU
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe I
Type d'emballage	Pièce