


1561203 - Pèse-personne digitale avec analyse de la graisse corporelle avec bluetooth verre noir BF950 - 180 kg - 1 pc



Déscription

Atteignez facilement votre poids idéal. Avec le pèse-personne numérique, il est possible de transférer des données via Bluetooth® directement sur votre smartphone. Rétroaction codée par couleur pour indiquer la réalisation des objectifs, mode de grossesse pour un gain de poids contrôlé pendant la grossesse sans analyse BIA). Pour 8 utilisateurs avec reconnaissance automatique de l'utilisateur, technologie d'activation (démarrage rapide).

- Arrêt automatique
- Indicateur de surcharge
- Capacité de charge maximale: 180 kg
- Y compris l'application gratuite "beurer HealthManager Pro" ou "beurer HealthManager" : enregistrement des valeurs mesurées et des données corporelles à tout moment

Spécifications

Marque	Beurer
Taxe Bèbat	0.05 EUR
Mémoire	Oui
Calibré	Non
Avec tige de mesure	Non
Indication de l'IMC	Oui
Fonction de mise en marche automatique	Oui
Fonction d'arrêt automatique	Oui
Poids max.	180 kg
sku	1561203
Classe pèse personnes	n/a
Gradation pèse-personnes	100 g
Réglementation Européenne	2014/53/EU
Type d'emballage	Pièce
Type d'échelle	Pèse-personnes numériques avec mesure du taux de graisse corporelle