

1001891 - VICRYL® fil de suture 2/0 - 24 mm - 75 cm - JV443 - 1 pc



Déscription

La fil suture VICRYL® enduite est une suture chirurgicale stérile résorbable synthétique, composée d'un copolymère de 90 % de glycolide et de 10 % de L-lactide.

Avantages

- Multifilament
- Synthétique

Spécifications

Marque	Ethicon
SKU leverancier	ETHIJV443
Composition	Suture: Copolymère de 90% glycolide et 10% L-lactide
sku	1001891
Stérile	Oui
Résorbable	Oui
Longueur du fil	75 cm
Epaisseur du fil	2/0
Longueur aiguille	24 mm
Réglementation Européenne	MDD - 93/42/EEC - Classe III
Type d'emballage	Pièce