

1577035 - Terumo seringues - 3-parties - luer slip - concentrique - 3 ml - 100 pcs



Déscription

La seringue 3 pièces sans aiguille permet une administration précise du médicament grâce à la graduation accurate. La seringue transparente garantit que les bulles d'air sont immédiatement visibles.

Spécifications

Marque	Terumo
SKU leverancier	SS*MDSS03SE
Composition	<ul style="list-style-type: none">• Corps: polypropylène• Piston: polypropylène• Joint: élastomère thermoplastique (SS codes), caoutchouc polyisoprène (MDSS)• Lubrifiant: huile de silicone
Sans latex	Oui
Stérile	Oui
sku	1577035
Contenu	3 ml
Location de la pointe	Concentrique
Méthode de stérilisation	Oxide éthylène Rayonnement
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe IIa
Type d'emballage	Boîte
Tip	Luer slip