

## 1022891 - seringues à tuberculine 1 ml - aiguille 26G x 1/2" - 1 x 100 pcs



### Déscription

Terumo seringues stériles 3 pièces tuberculine avec aiguille et joint en caoutchouc autour du cône. Convient pour prélever du sang et injecter des liquides et des médicaments dans les muscles, les veines, le tissu adipeux, la peau et le muscle cardiaque. Cette seringue convient au dosage précis de liquides, se déplace en douceur et sans fuite grâce au joint en caoutchouc autour du cône. Le code couleur ISO s'applique.

## Spécifications

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Marque                    | Terumo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| SKU leverancier           | MDSS01S2613E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Stérile                   | Oui                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Composition               | <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Seringue</b></li><li>• Corps: polypropylène</li><li>• Piston: polypropylène</li><li>• Joint: élastomère thermoplastique (SS-codes), caoutchouc polyisoprène (MDSS-codes)</li><li>• Lubrifiant: huile de silicone</li><li>• <b>Aiguille</b></li><li>• Embase: polypropylène + maser batch</li><li>• Canule: acier inoxydable</li><li>• Colle: colle époxy</li><li>• Lubrifiant: silicone</li></ul> |
| Sans latex                | Oui                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Mécanisme de sécurité     | Non                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| sku                       | 1022891                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Contenu                   | 1 ml                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Dimensions                | 26G x 1/2"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Méthode de stérilisation  | Rayonnement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Réglementation Européenne | MDD - 93/42/EEC - Classe IIa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Type d'emballage          | Boîte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |