

1543932 - Renol housse de maintien - pu - pour coussin de positionnement long - diamètre 26 x 35 cm x l 280 cm - 1 pc



Spécifications

Marque	Renol
SKU leverancier	RCM12299
Normes	EN ISO 13485:2016; 14971:2012; 10993:2019; 10993-5:2009; 1041:2008; 15223-1:2016; 62366:2008
sku	1543932
Couleur housse	Bleu
Lavable	60 °C
Marque du matériel de positionnement	Renol
Matériel	PU
Réglementation Européenne	MDD - 93/42/EEC - Classe I
Type d'emballage	Pièce