

## 1543425 - Tensiomètre digital BM58 - écran tactile - bras supérieur - 1 pc



### Déscription

Le tensiomètre numérique BM58, au design élégant et moderne, mesure facilement et précisément la pression artérielle et transmet facilement les données au PC à l'aide de l'application Beurer HealthManager Pro.

- Mesure entièrement automatique de la pression artérielle et du poignet sur le bras supérieur
- Affiche les moyennes de toutes les lectures enregistrées
- Moyenne de la tension artérielle du matin et du soir des 7 derniers jours
- 2 x 60 emplacements de mémoire
- Affichage de la date et de l'heure/arrêt automatique
- Comportant 4 piles de 1,5 V

## Spécifications

<b>Marque</b>	Beurer
<b>Taxe Bepat</b>	0.05 EUR
<b>Code CNK</b>	CNK 3056-280
<b>sku</b>	1543425
<b>Réglementation Européenne</b>	MDD - 93/42/EEC - Classe IIa
<b>Type d'emballage</b>	Pièce
<b>Type de tensiomètre</b>	Tensiomètres numériques