

## 1543425 - Tensiomètre digital BM58 - écran tactile - bras supérieur - 1 pc



## **Déscription**

Le tensiomètre numérique BM58, au design élégant et moderne, mesure facilement et précisément la pression artérielle et transmet facilement les données au PC à l'aide de l'application Beurer HealthManager Pro.

- Mesure entièrement automatique de la pression artérielle et du poignet sur le bras supérieur
- Affiche les moyennes de toutes les lectures enregistrées
- Moyenne de la tension artérielle du matin et du soir des 7 derniers jours
- 2 x 60 emplacements de mémoire
- Affichage de la date et de l'heure/arrêt automatique
- Comprenant 4 piles de 1,5 V



## **Spécifications**

Marque	Beurer
Code CNK	CNK 3056-280
Taxe Bebat	0.05 EUR
sku	1543425
Réglementation Européenne	MDD - 93/42/EEC - Classe IIa
Type d'emballage	Pièce
Type de tensiomètre	Tensiomètres numériques