

## 1544369 - Aspirateur Aspira 13,5 - 1 pc



### Déscription

L'aspirateur professionnel est un aspirateur chirurgical à usage médical dans les établissements de santé tels que les hôpitaux, pour les soins à domicile et pour l'aspiration pharyngée. Le porte-bouteille peut être placé à droite ou à gauche de l'appareil et accueille un flacon PC gradué de 1 l. Ceux-ci et les tuyaux de raccordement en silicone peuvent être stérilisés pour une hygiène optimale. Il s'adapte sur un filtre hydrophobe et antibactérien. L'extérieur en plastique offre de la robustesse et en même temps un poids réduit pour un transport plus facile grâce à la poignée intégrée.

### Avantages

- Niveau de vide réglable
- Calme
- Le pot et les tubes peuvent être stérilisés
- débit 13,5 l/min

## Spécifications

<b>Marque</b>	Flaemnuova
<b>Débit d'air max.</b>	13.5 L/m
<b>Volume de la gobelet</b>	1000 ml
<b>sku</b>	1544369
<b>Alimentation électrique</b>	Alimentation secteur
<b>Réglementation Européenne</b>	MDR - 2017/745/EU - Classe IIa
<b>Type d'emballage</b>	Pièce
<b>Type de conteneur</b>	Conteneur autoclavable