

**1610073 - VICRYL® Plus fil de suture 5/0 - 13 mm - 45 cm -
VCP493H - 36 pcs**



Déscription

La suture VICRYL® Plus enduite est une suture chirurgicale stérile résorbable synthétique. Traitée pour une résorption rapide, les sutures n'ont pas besoin d'être retirées. Fabriquée à partir d'un copolymère de 90 % de glycolide et de 10 % de L-lactide.

- Filament multi
- Synthétique
- temps de résorption: 50-70 jours

Spécifications

Composition

Suture: copolymère de 90 % de glycolide, 10 % de L-lactide

Stérile	Oui
Résorbable	Oui
sku	1610073
Epaisseur du fil	5/0
Longueur aiguille	13 mm
Réglementation Européenne	MDD - 93/42/EEC - Classe III
Type d'emballage	Boîte