

1610073 - VICRYL® Plus fil de suture 5/0 - 13 mm - 45 cm - VCP493H - 36 pcs



Déscription

La suture VICRYL® Plus enduite est une suture chirurgicale stérile résorbable synthétique. Traitée pour une résorption rapide, les sutures n'ont pas besoin d'être retirées. Fabriquée à partir d'un copolymère de 90 % de glycolide et de 10 % de Llactide.

- Filament multi
- Synthétique
- temps de résorption: 50-70 jours



Spécifications

<u> </u>		
Con	npos	sition

Suture: copolymère de 90 % de glycolide, 10 % de L-

lactide

Stérile Oui

Résorbable Oui

sku 1610073

Epaisseur du fil 5/0

Longueur aiguille 13 mm

Réglementation Européenne MDD - 93/42/EEC - Classe III

Type d'emballage Boîte