

## 1571842 - Sangle pelvienne - Petit/Moyen



### Déscription

Le sangle pelvienne Exxentric est parfaite pour les exercices du bas du corps. La conception légère mais solide est parfaite pour l'entraînement avec volant d'inertie. A utiliser en combinaison avec la kBox ou la kPulley Exxentric.

### Spécifications

<b>Marque</b>	Exxentric
<b>sku</b>	1571842
<b>Réglementation Européenne</b>	2001/95/EC
<b>Taille</b>	Small/Medium
<b>Type d'emballage</b>	Pièce