

1624697 - Vacutainer® - Safety-Lok - Luer - set pour le prélèvement sanguin sans support pré-monté - 23G x 19 mm - 1 x 50 pcs



Déscription

La BD™ Vacutainer™ Push Button Blood Collection Set offre une protection instantanée et un confort d'utilisation inégalé.

Grâce à son système de rétraction de l'aiguille par simple pression sur un bouton, le risque de blessures par piqûre est considérablement réduit.

Conçu pour les environnements exigeants, ce dispositif stérile et fermé assure une collecte sanguine sûre, rapide et intuitive, nécessitant très peu de formation.

Une solution fiable qui allie sécurité, simplicité et performance au quotidien.

Spécifications

Marque	BD
sku	1624697
Stérile	Oui
Sans latex	Oui
Couleur	bleu légère
Dimensions	23G x 19 mm
Dimensions en mm	0,6 x 19 mm
Type d'emballage	Boîte
Type de cathéter	Met vleugels