

## 1571819 - Waveguard original cap - 2 electrodes - N2 (27-29 cm)



### Déscription

Le bonnet EEG waveguard original avec 2 électrodes est le dernier et le plus avancé des bonnets disponibles à l'heure actuelle. Toutes les casquettes waveguard originales sont très légères grâce à l'utilisation de fils d'électrodes très fins, et le tissu souple et respirant de la casquette permet des enregistrements confortables même sur une longue période.

#### Caractéristiques:

- Capuchon le plus approprié pour les enregistrements couplés AC et DC en recherche et en milieu clinique.
- Bons signaux même dans les potentiels (très) lents, par exemple dans la plage de fréquence < 0,5 Hz.
- Signaux EEG de haute qualité
- Ajustement confortable
- Facile à nettoyer
- Se connecte à tout système EEG
- Garantie d'un an

### Spécifications

<b>Marque</b>	Ant Neuro
<b>sku</b>	1571819
<b>Réglementation Européenne</b>	MDR - 2017/745/EU - Classe I
<b>Taille</b>	N2 (27-29 cm)
<b>Type d'emballage</b>	Pièce