

1577178 - Matelas bubblepad - compressor petit - 200 x 88 x 7 cm - pompe - 1 pc



Déscription

Ce matelas à pression alternée est équipé d'une pompe à pression et convient à une utilisation à long terme pour prévenir les escarres de niveau I. Le matelas est destiné à réduire la pression sur les tissus et à améliorer la circulation sanguine. De plus, le matelas est très adapté à un usage et à une installation à domicile, la pompe s'adapte aux besoins du patient en fonction de son poids. Le matelas est équipé de crochets pour la fixation au bout du lit. Convient aux patients pesant jusqu'à 110 kg.

Spécifications

Composition	PVC
Normes	ISO 13485:2016
sku	1577178
Couleur	Beige
Poids maximal de l'adulte	110 kg
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe I
Type d'emballage	Pièce