

1101899 - Welch Allyn - transformateur séparé pour poignée lithium-ion – 1 pc



Déscription

Ce transformateur original de **Welch Allyn** est spécialement conçu pour la poignée lithium-ion. Il assure une alimentation fiable et sécurisée lors de la recharge et garantit des performances optimales ainsi qu'une longue durée de vie de la poignée. Idéal pour le remplacement ou comme alimentation supplémentaire dans votre cabinet.

Spécifications

Marque	WelchAllyn
sku	1101899
Type d'emballage	Pièce