

1533523 - Manchette bras LymphAssist - 12 compartiments - 68 cm



Déscription

Brassard à bras complet à utiliser avec l'Hydroven 12 LymphAssist Professional. Disponible en différentes tailles.

Spécifications

Marque	Huntleigh
Circonférence épaule	62 cm
Circonférence de la main	44 cm
sku	1533523
Longueur	68 cm
Membre	Bras
Nombre de compartiments	12 compartiments
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe IIa
Type d'accessoire	Brassard
Type d'appareil	LymphAssist
Type d'emballage	Pièce