

1573537 - Spéculums auriculaires jetables - otoscope de diagnostic - 4 mm - 1x1000 pcs



Déscription

Les Spéculums auriculaires jetables offrent toujours un bon ajustement, une bonne transmission de la lumière et une bonne hygiène.

Caractéristiques spécifiques :

- Aucun risque de contamination croisée.
- Différentes tailles pour un bon ajustement.
- Bonne transmission de la lumière.

Spécifications

Compatible avec

Otoscope Heine BETA 200; Otoscope Heine K180;
Otoscope Heine MINI 2000 + FO; Otoscope Heine MINI
3000 + FO + FO LED

sku	1573537
------------	---------

Réglementation Européenne	MDD - 93/42/EEC - Classe I
----------------------------------	----------------------------

Type d'emballage	Boîte
-------------------------	-------

type de spéculum	Spéculums jetables
-------------------------	--------------------