

1532944 - Fauteuil de prélèvement - hauteur variable électrique - dossier et jambier indépendant - 1 pc



Déscription

Le fauteuil hauteur fixe de prélèvement électrique Promotal avec dossier et jambier indépendant offre un confort total aux patients et patientes lors de la prise de sang. La chaise s'adapte de manière flexible à un examen gynécologique, à une prise de sang et peut facilement être mise dans une position demandée. La possibilité de convertir le fauteuil en divan d'examen, en alignant le repose-pieds, l'assise et le dossier, vous permet d'effectuer un examen général ou de reposer le patient. Cette fauteuil a un porte-rouleau de papier côté pied et 2 accoudoirs. Le matériau est constitué d'un revêtement époxy polyester de 80 mm d'épaisseur et ignifuge.

Spécifications

Marque	Promotal
Dimensions du produit	L 50 cm, L 160.8 cm
Roues incluses	Non
Hauteur réglable	Oui
Hauteur	59-93 cm
Porte-rouleau de papier inclus	Oui
Normes	ISO 13485:2016
Composition	Revêtement: revêtement époxy polyester
sku	1532944
Produits similaires	Non
Nombre de parties	3-parties
Réglage de la hauteur	Electrique
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe I
Type d'emballage	Pièce