

1623459 - SportsArt Elite Line Eco-Natural™ E874 elliptische trainer - zelfaangedreven - LCD-scherm



Déscription

Le **SportsArt E874 Elliptical** de la **ECO-NATURAL™ Elite Line** combine design, technologie et durabilité dans un appareil de fitness puissant. Grâce à son **design autoalimenté**, l'E874 est économe en énergie et respectueux de l'environnement, sans besoin de branchement électrique.

Ce vélo elliptique offre un **entraînement complet à faible impact**, idéal pour les clubs de fitness comme pour les centres de rééducation. La **longueur de foulée réglable électroniquement de 17 à 29 pouces** rend l'appareil adapté aux utilisateurs de toutes tailles et besoins d'entraînement. Grâce aux **commandes au bout des doigts**, la résistance peut être ajustée facilement pendant l'exercice, tandis que le **système d'amorti MyFlex™** assure un confort optimal et un soulagement des articulations.

Caractéristiques principales du SportsArt E874 :

- **Design autoalimenté** – écologique et économe en énergie
- **Longueur de foulée réglable électroniquement** : 17 – 29 pouces (43,2 – 73,7 cm)
- **40 niveaux de résistance** – adapté à tous les niveaux de fitness
- **Commandes au bout des doigts** – utilisation rapide et facile
- **Système d'amorti MyFlex™** – amorti confortable pour les articulations
- **Programmes d'entraînement intuitifs** – pour motiver les utilisateurs

Spécifications techniques :

- **Poids de l'appareil** : 152 kg
- **Dimensions (L x l x H)** : 208,5 x 68 x 176,5 cm

- **Poids utilisateur maximal** : 205 kg
- **Longueur de foulée** : 17 – 29 in / 43,2 – 73,7 cm
- **Hauteur de montée** : 32,5 cm
- **Niveaux de résistance** : 40

Le **SportsArt E874 Elliptical** est idéal pour :

- **Les clubs de fitness et salles de sport** qui souhaitent allier équipement haut de gamme et durabilité
- **Les centres de rééducation et cabinets de physiothérapie** grâce à son entraînement à faible impact et sa longueur de foulée réglable
- **Les utilisateurs à domicile** recherchant un vélo elliptique professionnel et polyvalent

Spécifications

Marque	SportsArt
sku	1623459
Poids	152 kg
Type d'emballage	Pièce