

1540161 - Table d'examen Quest - 2-parties - hauteur variable électrique - Block'n Roll - sans revêtement - 1 pc



Déscription

La table d'examen électrique Quest 2-parties est la norme pour les divans réglables en hauteur qui offre une flexibilité pour la combinaison avec la commande au pied et à la main. A une base en H très stable avec des bras de levage robustes, Trendelenburg et sans rembourrage. Avec option Block 'n Roll roues repliables semi-centrales intégrées, dossier avec ressort à gaz. Fabriqué à partir d'une structure en métal avec une finition époxy.

Spécifications

Marque	Promotal
Roues incluses	Oui
Hauteur réglable	Oui
Hauteur	46-93 cm
Porte-rouleau de papier inclus	Oui
Composition	Cadre en métal avec finition époxy
Normes	EN ISO 13485:2016
Capacité de levage	200 kg
sku	1540161
Produits similaires	Non
Nombre de parties	2-parties
Réglage de la hauteur	Electrique
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe I
Type d'emballage	Pièce