

## **1004411 - Semelle de marche - Cellona® Shoecast avec velcro 0 - Gauche - taille 32-35 - 1 pc**



### **Déscription**

Semelle extérieure L&R Cellona® Shoecast avec velcro avec assise plantaire de forme anatomique qui peut être ajustée au pied. Semelle extérieure adaptée au port sur plâtre et plâtres synthétiques et protégeant le pansement contre la saleté et l'humidité. Le Cellona Shoecast a un degré élevé de stabilité longitudinale et latérale. La semelle extérieure est durable. Un contrefort de talon à fermeture haute offre une adhérence fiable. La fermeture velcro est réglable en continu dans le sens transversal.

## Spécifications

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| <b>Marque</b>                    | Lohmann Rauscher   |
| <b>Composition</b>               | Semelle extérieure (semelle de marche): caoutchouc thermoplastique, semelle intérieure: couche de mousse: polyéthylène, cartonnage: polypropylène/chloroprène-adhésif caoutchouc |
| <b>sku</b>                       | 1004411  |
| <b>Gauche/droite</b>             | Gauche   |
| <b>Groupe cible</b>              | Enfants  |
| <b>Réglementation Européenne</b> | MDR - 2017/745/EU - Classe I   |
| <b>Taille</b>                    | 32-35  |
| <b>Type d'emballage</b>          | Pièce  |