

1351938 - Praxis 4 Comfort Elite - électrique - cadre gris avec roues - tiroirs - revêtement fresh - NERO



Déscription

La Praxis 4 Comfort Elite est une table unique grâce à son système de tiroirs intégré. Les deux tiroirs sont fabriqués en acier et équipés de glissières robustes. Les glissières bidirectionnelles, d'origine allemande, sont d'une qualité exceptionnelle et garantissent un fonctionnement sans problème pendant de nombreuses années. Lors de l'achat, il est nécessaire de choisir de quel côté les tiroirs pourront s'ouvrir.

Pour clarifier ce point, vous pouvez vous référer à l'image jointe. Les nouveaux tiroirs, plus grands, ont une dimension de 57 x 47 x 15 cm, ce qui permet, par exemple, de ranger un jeu de supports pour jambes.

Grâce à la répartition équilibrée des surfaces, le patient est toujours confortablement installé, en position assise ou couchée. Même en position **assise, les pieds ne dépassent pas et sont bien soutenus.**

Attention : la couleur de la table montrée sur l'image n'est pas contractuelle et peut différer de la réalité.

Spécifications

Marque	Wesseling
Dimensions du produit	L 64 cm, L 196 cm
Hauteur	60-130 cm
Hauteur réglable	Oui
Roues incluses	Oui
Porte-rouleau de papier inclus	Oui
Capacité de levage	175 kg
Temps de réglage de la hauteur	40 s
sku	1351938
Produits similaires	Non
Accoudoirs	Non
Contrôle de hauteur standard	Electrique commande au pied
Couleur	Nero
Fente nasale triangulaire	Pas de fente nasale
Nombre de parties	4-parties
Réglage de la hauteur	Electrique
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe I
Type d'emballage	Pièce