

1008150 - 3M™ Steri-Strip™ - 6 x 38 mm - 50 x 6 pcs



Déscription

La sonde de Tiemann est dotée d'une double lumière, d'un entonnoir conique proximal, d'une valve et d'un ballonnet distal. La sonde répond à la demande d'évacuation hygiénique de la vessie et de drainage postopératoire.

Spécifications

Marque	3M™
Composition	Colle: polyacrylate
sku	1008150
Couleur	Blanc
Réglementation Européenne	MDD - 93/42/EEC - Classe Is
Taille Steri-Strip	6 mm x 38 mm
Type d'emballage	Boîte