

1540930 - Flovac conteneur 1 litre pour New Askir 30 - 1 x 10 pcs



Déscription

Bocal Flovac de 1l, réutilisable pour le système d'aspiration Aspiret et Askir 30. Récipient stérilisable et réutilisable en polycarbonate dur. Convient aux poches jetables FLOVAC®. Capacité de 1000ml.

Spécifications

Marque	Cami
sku	1540930
Réglementation Européenne	MDD - 93/42/EEC - Classe Im
Type d'emballage	Boîte