

## 1020724 - Agraffes de fixation - blanc - 1 x 100 pcs



### Déscription

Bastos Viegas agraffes de fixation pour fixer les pansements, facilement repositionnables et avec une fixation ferme. Ils peuvent être utilisés sur tous les types de pansements.

### Spécifications

<b>Marque</b>	Bastos Viegas
<b>sku</b>	1020724
<b>Couleur</b>	Blanc
<b>Réglementation Européenne</b>	MDR - 2017/745/EU - Classe I
<b>Type d'emballage</b>	Boîte