


## 1561357 - ETHILON™ fil de suture 6/0 - 16 mm - 45 cm - 660H - 1 x 36 pcs



## **Déscription**

La suture est un fil monofilament chirurgical stérile non résorbable. La suture ETHILON™ est teintée en noir pour améliorer la visibilité dans les tissus. La suture ETHILON™ est indiquée pour l'approche générale et/ou la ligature des tissus mous, y compris pour les procédures cardiovasculaires, ophtalmiques et neurologiques.

## **Avantages**

Monofilament

Synthétique



## **Spécifications**

Marque	Ethicon
SKU leverancier	ETHI660H
Composition	Polyamide
Stérile	Oui
Résorbable	Non
Longueur du fil	45 cm
sku	1561357
Couleur	Noir
Epaisseur du fil	6/0
Longueur aiguille	16 mm
Réglementation Européenne	MDD - 93/42/EEC - Classe III
Type d'emballage	Boîte