


**1561357 - ETHILON™ fil de suture 6/0 - 16 mm - 45 cm - 660H - 1 x  
36 pcs**



## Déscription

La suture est un fil monofilament chirurgical stérile non résorbable. La suture ETHILON™ est teintée en noir pour améliorer la visibilité dans les tissus. La suture ETHILON™ est indiquée pour l'approche générale et/ou la ligature des tissus mous, y compris pour les procédures cardiovasculaires, ophtalmiques et neurologiques.

### Avantages

Monofilament

Synthétique

## Spécifications

<b>Marque</b>	Ethicon
<b>SKU leverancier</b>	ETHI660H
<b>Composition</b>	Polyamide
<b>Stérile</b>	Oui
<b>Résorbable</b>	Non
<b>sku</b>	1561357
<b>Longueur du fil</b>	45 cm
<b>Couleur</b>	Noir
<b>Epaisseur du fil</b>	6/0
<b>Longueur aiguille</b>	16 mm
<b>Réglementation Européenne</b>	MDD - 93/42/EEC - Classe III
<b>Type d'emballage</b>	Boîte