

1543915 - Renol protecteur talon - confort - coton - 1 pc



Déscription

L'alliage du coton et des fibres siliconées optimise le confort douillet, permet à la peau de respirer librement et minimise les frictions. La zone d'appui est davantage centrée sur le cheville. Permet de réduire considérablement la pression sur le talon. Lavable en machine.

Spécifications

Marque	Renol
SKU leverancier	RCH10200
Normes	EN ISO 13485:2016; 14971:2012; 10993:2019; 10993-5:2009; 1041:2008; 15223-1:2016; 62366:2008
sku	1543915
Réglementation Européenne	MDD - 93/42/EEC - Classe I
Type d'emballage	Pièce