

## 1574399 - Tube Pennine Levins ch6 - ligne de rayons X de 125 cm - extrémité ouverte - 50 pcs



### Déscription

La **sonde Pennine Levin** est une sonde nasogastrique de haute qualité, conçue pour la **nutrition gastro-intestinale**, **l'aspiration des sucs gastriques et intestinaux** et la **décompression intestinale**. Cette sonde flexible et facile à utiliser est insérée par le nez dans la partie supérieure du tube digestif.

Équipée d'un **marqueur visible aux rayons X**, d'une **graduation claire**, d'une **extrémité ouverte**, de **quatre ouvertures latérales** et d'un **connecteur entonnoir codé par couleur** pour une identification facile et une connexion sûre aux systèmes d'administration. Convient à une utilisation dans les hôpitaux et autres établissements médicaux.

### Spécifications

Marque	Pennine
Dimensions du produit	L 125 cm
sku	1574399
Couleur	Vert
Type d'emballage	Boîte