

1575636 - Sylasoft compresses non-tissées - 5 x 5 cm - non-stérile - 50 x 100 pcs



Déscription

Les compresses non-tissées non stériles Sylasoft en polyester et viscose ont une structure douce et ne s'effilochent pas. Convient pour couvrir et soigner les plaies.

Spécifications

sku	1575636
Stérile	Non
Couches	4 couches
Méthode de stérilisation	Oxide éthylène
Poids	30g/m ²
Réglementation Européenne	MDD - 93/42/EEC - Classe I
Taille	5 x 5 cm
Type d'emballage	Carton