


1575636 - Sylasoft compresses non-tissées - 5 x 5 cm - non-stérile - 50 x 100 pcs



Déscription

Les compresses non-tissées non stériles Sylasoft en polyester et viscose ont une structure douce et ne s'effilochent pas. Convient pour couvrir et soigner les plaies.

Spécifications

| | |
|----------------------------------|----------------------------|
| sku | 1575636 |
| Stérile | Non |
| Couches | 4 couches |
| Poids | 30g/m ² |
| Réglementation Européenne | MDD - 93/42/EEC - Classe I |
| Taille | 5 x 5 cm |
| Type d'emballage | Carton |