

**1543274 - Ballon de respiration adultes - silicone - 1600 ml + 2
masques + reservoir d'oxygène 2500 ml - 1 pc**



Déscription

Ce ballon de réanimation avec adaptateur de valve PEEP peut prendre en charge la respiration artificielle et la réanimation cœur-poumon. Le réanimateur peut être utilisé pour ventiler un patient en arrêt respiratoire ainsi que pour maintenir la respiration propre du patient et/ou pour fournir de l'oxygène supplémentaire. Pour répondre aux exigences de différentes hauteurs de corps, la fréquence de compression peut être ajustée et un sac de taille appropriée peut être choisi.

Spécifications

Marque	Dahlhausen
Stérile	Non
Inclus :	2 masques (taille 4 et 5); un ballon de respiration; un réservoir d'oxygène; une poignée
Réservoir d'oxygène	2500 ml
Volume ballon	1600 ml
Normes	EN ISO 13485:2016
sku	1543274
Groupe cible	Adultes
Réglementation Européenne	MDD - 93/42/EEC - Classe IIa
Type d'emballage	Pièce