

**1543274 - Ballon de respiration adultes - silicone - 1600 ml + 2  
masques + reservoir d'oxygène 2500 ml - 1 pc**



## Déscription

Ce ballon de réanimation avec adaptateur de valve PEEP peut prendre en charge la respiration artificielle et la réanimation cœur-poumon. Le réanimateur peut être utilisé pour ventiler un patient en arrêt respiratoire ainsi que pour maintenir la respiration propre du patient et/ou pour fournir de l'oxygène supplémentaire. Pour répondre aux exigences de différentes hauteurs de corps, la fréquence de compression peut être ajustée et un sac de taille appropriée peut être choisi.

## Spécifications

<b>Marque</b>	Dahlhausen
<b>Stérile</b>	Non
<b>Inclus :</b>	2 masques (taille 4 et 5); un ballon de respiration; un réservoir d'oxygène; une poignée
<b>Réservoir d'oxygène</b>	2500 ml
<b>Volume ballon</b>	1600 ml
<b>Normes</b>	EN ISO 13485:2016
<b>sku</b>	1543274
<b>Groupe cible</b>	Adultes
<b>Réglementation Européenne</b>	MDD - 93/42/EEC - Classe IIa
<b>Type d'emballage</b>	Pièce