

1355326 - Tabouret Saar - plastique noir - 5 roues - 52 - 72 cm - revêtement Fresh - lavende - 1 pc

Déscription

Tabouret de très bonne qualité. Équipé en standard d'une base en étoile plastique noir et d'un ressort à gaz en fer. Les roues standard sont en plastique dur. En option, les roues peuvent être choisies avec une bande de roulement souple. Cela permet d'éviter les rayures.

Attention : la couleur du tabouret comme sur l'image peut différer de la réalité

Spécifications

Marque	Wesseling
Roues	Oui
Anneau de pied	Non
Nombre de roues	5
Diamètre du siège	34 cm
	Non
sku	1355326
Couleur	Lavende
Couleur châssis	Noir
Matériel châssis	Matière synthétique
Réglable en hauteur avec un vérin à gaz	52 - 72 cm
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe I
Type d'emballage	Pièce
Type de siège	Siège rond