


1546379 - Linido pied support appui rabattable - anthracite - 1 pc



Déscription

Recommandé en cas de doute sur la solidité du mur. Composé d'un pied auxiliaire réglable, d'une entretoise et d'un bloc de serrage. Réglable en hauteur en continu pour s'adapter à la hauteur du support (du sol au sommet du tube supérieur 700 mm à 850 mm).

Spécifications

Marque	Linido
SKU leverancier	LI2614.3001-11
sku	1546379
Catégorie appuis pour toilette	Accessoires pour appui toilette
Type d'emballage	Pièce