

## 1105454 - Table d'examen Duolys - hauteur variable électrique – avec appui-jambes amovibles et roues escamotables - 1 pc



### Déscription

La **table d'examen électrique 3 parties Duolys** est la table de traitement la plus polyvalente et fonctionnelle de sa catégorie. Avec un **réglage électrique de la hauteur de 56 à 96 cm** et des **repose-talons intégrés**, cette table d'examen offre une flexibilité maximale pour diverses applications médicales.

Grâce à **cinq positions réglables** – dont la position haute, la position couchée, la position gynécologique, Trendelenburg et anti-Trendelenburg – la Duolys garantit un confort optimal tant pour le patient que pour le professionnel de santé. Le dossier extérieur se règle facilement via un **double vérin à gaz** et est doté d'un **revêtement ignifuge et étanche**, assurant un environnement de travail sûr et hygiénique.

La table est en outre **compatible avec les lève-personnes** et équipée du système innovant **Block 'n Roll** pour un déplacement facile et un positionnement stable.

**Garantie : 5 ans (hors revêtement)** – une garantie de qualité durable et de fiabilité.

## Spécifications

<b>Marque</b>	Promotal
<b>Dimensions du produit</b>	L 73 cm, L 200.5 cm
<b>Hauteur</b>	56-96 cm
<b>Hauteur réglable</b>	Oui
<b>Roues incluses</b>	Oui
<b>Porte-rouleau de papier inclus</b>	Oui
<b>Normes</b>	ISO 13485
<b>sku</b>	1105454
<b>Nombre de parties</b>	3-parties
<b>Réglage de la hauteur</b>	Electrique
<b>Réglementation Européenne</b>	MDR - 2017/745/EU - Classe I
<b>Type d'emballage</b>	Pièce