

**1603840 - BD™ Microlance™ - aiguille hypodermique - 23G x 1 1/2"  
- bleu - 100 pcs**



## Déscription

Les aiguilles BD™ Microlance™ peuvent être insérées en douceur dans la peau grâce à leur paroi fine. Elles peuvent être connectées à un connecteur luer slip ou luer lock. Les aiguilles sont sans latex et emballées de façon stérile.

## Spécifications

<b>Marque</b>	BD
<b>SKU leverancier</b>	303273
<b>Stérile</b>	Oui
<b>Sans latex</b>	Oui
<b>Normes</b>	EN ISO 13485
<b>sku</b>	1603840
<b>Couleur</b>	Bleu
<b>Dimensions</b>	23G x 1 1/2"
<b>Dimensions en mm</b>	0,8 x 40 mm
<b>Réglementation Européenne</b>	MDD - 93/42/EEC - Classe IIa
<b>Type d'emballage</b>	Boîte