

## **1603840 - BD™ Microlance™ - aiguille hypodermique - 23G x 1 1/2" - bleu - 100 pcs**



### **Déscription**

Les aiguilles BD™ Microlance™ peuvent être insérées en douceur dans la peau grâce à leur paroi fine. Elles peuvent être connectées à un connecteur luer slip ou luer lock. Les aiguilles sont sans latex et emballées de façon stérile.

## Spécifications

Marque	BD
SKU leverancier	303273
Stérile	Oui
Sans latex	Oui
Normes	EN ISO 13485
sku	1603840
Couleur	Bleu
Dimensions	23G x 1 1/2"
Dimensions en mm	0,8 x 40 mm
Etat des documents	Expiré
Réglementation Européenne	MDD - 93/42/EEC - Classe IIa
Statut d'approbation	A approuver
Type d'emballage	Boîte