

**1603840 - BD™ Microlance™ - aiguille hypodermique - 23G x 1 1/2"
- bleu - 100 pcs**



Déscription

Les aiguilles BD™ Microlance™ peuvent être insérées en douceur dans la peau grâce à leur paroi fine. Elles peuvent être connectées à un connecteur luer slip ou luer lock. Les aiguilles sont sans latex et emballées de façon stérile.

Spécifications

Marque	BD
SKU leverancier	303273
Stérile	Oui
Sans latex	Oui
Normes	EN ISO 13485
sku	1603840
Couleur	Bleu
Dimensions	23G x 1 1/2"
Dimensions en mm	0,8 x 40 mm
Réglementation Européenne	MDD - 93/42/EEC - Classe IIa
Type d'emballage	Boîte