


1573881 - Housse en velours pour coussin Relax standard - soft caledon - 1 pc



Déscription

Taie d'oreiller Fico pour oreiller relax standard, pour garantir une longue durée de vie de l'oreiller, nous vous recommandons de fournir l'oreiller avec une taie d'oreiller pour une hygiène optimale. De légères différences de couleur sont possibles, les housses sont lavables à 60°C.

Spécifications

Marque	Fico
sku	1573881
Couleur housse	Soft celadon
Lavable	60 °C
Marque du matériel de positionnement	Relax
Matériel	Fluweel
Type d'emballage	Pièce