

1003789 - seringues Terumo - 3 parties - luer slip - excentrique - 50 ml - 1 x 25 pcs



Déscription

La seringue 3 pièces sans aiguille permet une administration précise du médicament grâce à la graduation accurate. La seringue transparente garantit que les bulles d'air sont immédiatement visibles.

Spécifications

Marque	Terumo
SKU leverancier	SS+50ES1
Composition	• Corps: polypropylène • Piston: polypropylène • Joint: élastomère thermoplastique (SS codes), caoutchouc polyisoprène (MDSS) • Lubrifiant: huile de silicone
Sans latex	Oui
Stérile	Oui
sku	1003789
Contenu	50 ml
Location de la pointe	Pointe excentrique
Méthode de sterilisation	Oxide éthylène Rayonnement
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe IIa
Type d'emballage	Boîte
Tip	Luer slip