

## 1603706 - Mepilex® Ag - 12,5 x 12,5 cm - stérile - 5 pcs



### Déscription

Mepilex® Ag est un pansement hydrocellulaire antimicrobien absorbant doux et confortable pour les plaies et brûlures légèrement à modérément exsudatives.

Le pansement en mousse adhère légèrement à la peau grâce à SafetaC®, la couche de contact originale indolore avec une adhésion en silicone.

Le pansement en mousse de polyuréthane absorbe le liquide de la plaie et se moule bien au corps. Il peut être utilisé jusqu'à 7 jours.

### Spécifications

<b>Marque</b>	Mölnlycke
<b>Composition</b>	Coussin en mousse de polyuréthane, film support en polyuréthane
<b>Stérile</b>	Oui
<b>sku</b>	1603706
<b>Réglementation Européenne</b>	MDR - 2017/745/EU - Classe III
<b>Taille</b>	12,5 x 12,5 cm
<b>Type d'emballage</b>	Boîte