

1531891 - Seca 704 pèse-personne digitale à colonne avec fonction BMI - classe III - 300 kg - 1 pc



Déscription

Le pèse-personne à colonne seca 704 a été conçu pour résister aux charges les plus lourdes et garantir un fonctionnement précis et sûr comme au premier jour même après des années d'utilisation. La capacité de charge très élevée et la base en fonte anti-basculement démontrent que la stabilité n'est pas qu'une impression. Même les patients touchés par l'obésité du deuxième et troisième degré peuvent être pesés en toute sécurité, avec une précision particulièrement élevée.

- Technologie robuste seca offrant une pesée extrêmement précise et fiable avec une capacité de 300 kg
- Solide base en fonte anti-basculement
- Revêtement en poudre résistant aux rayures et aux chocs
- Large gamme de fonctions : BMI (IMC), pré- TARE, HOLD, Auto-HOLD, fonction TARE-mère, amortissement en trois étapes
- Modulable en station de mesure avec une toise disponible en option
- Le décor panda en option facilite la pesée et la mesure des enfants
- Transfert des données : Transférez directement les valeurs de mesure vers le dossier médical électronique des patients (DME)

Spécifications

Marque	Seca
Dimensions du produit	L 36 cm, H 93 cm, L 52 cm
Mémoire	Non
Calibré	Oui
Poids max.	300 kg
Avec tige de mesure	Non
Indication de l'IMC	Oui
Taxe Bebat	0.05 EUR
Fonction de mise en marche automatique	Non
Fonction d'arrêt automatique	Non
sku	1531891
Classe pèse personnes	Classe III
Gradation pèse-personnes	50 g < 150 kg > 100 g
Réglementation Européenne	MDD - 93/42/EEC - Classe Im
Type d'emballage	Pièce
Type d'échelle	Pèse-personnes numérique à colonne